


Agar Levine (EMB)

REF 285-170



IVD Material para Diagnóstico *In Vitro*

Presentación:

Medio de cultivo listo para su uso, estuche de 10 unidades, Placa de 90 mm x 15 mm. (ref. 285-170).

Composición (gramos / litro):

| | |
|--|-----------|
| Peptona | 10.000 |
| Lactosa monohidrato | 10.000 |
| Di Potasio hidrógeno fosfato | 2.000 |
| Eosina Y | 0.400 |
| Azul de metileno | 0.065 |
| Cristal violeta | 0.001 |
| Agar Bacteriológico | 15.000 |
| pH final medio de cultivo listo para el uso: | 6.6 - 7.3 |

Uso previsto:

Medio adecuado para la búsqueda y diferenciación de microorganismos Gram negativos entéricos, a partir de muestras clínicas y otras muestras de importancia sanitaria.

Descripción:

Medio de cultivo selectivo modificado por Levine, adecuado para el aislamiento de microorganismos Gram negativos coliformes, a partir de muestras de origen clínico, y otras muestras de importancia sanitaria⁶. Cumple las especificaciones de A.PH.A. para la realización de pruebas de control de calidad microbiológico.

Su formulación permite la diferenciación de *Escherichia coli* y *Enterobacter aerogenes* de otras enterobacterias no fermentadoras de lactosa, además de la identificación rápida de *Candida albicans*.

De acuerdo con los estudios de Vogel y Mosses, y de Menolasing y cols., el Agar Levine permite una identificación presuntiva de *Staphylococcus coagulasa* positivos, los que crecen como colonias puntiformes incoloras. El medio de Levine habría mostrado una mejor correlación con la prueba de coagulasa, en comparación con el Agar Telurito glicina.

Materiales y Reactivos necesarios, pero no suministrados:

Estufa de cultivo.
Materiales necesarios para toma de muestra y siembra.

PRECAUCIONES PARA SU USO ADECUADO:

- Material para uso diagnóstico IN VITRO y control microbiológico.
- Solo para uso profesional. Requiere usuarios con entrenamiento previo.
- Contiene compuestos de origen animal, la inocuidad no es garantizada. Requiere manipulación con precaución relativa a productos potencialmente infecciosos. NO INGERIR EL PRODUCTO, NO INHALAR EL PRODUCTO
- No debe ser usado como materia prima para ninguna otra fabricación.
- No debe usarse pasado su fecha de expiración.
- No debe usarse si el envase está deteriorado. Material garantizado solo con sellos intactos.
- No debe usarse si se observa contaminación microbiana.
- Temperar la placa sin sello antes de su uso. No utilizar con condensación excesiva. No resellar.
- Para la interpretación de los resultados se debe tener en cuenta las características propias de cada especie bacteriana sometida a prueba, como asimismo los antecedentes clínicos o epidemiológicos del caso en estudio.
- El material utilizado debe descartarse de manera segura de acuerdo a las normativas de bioseguridad vigentes en el país

Conservación:

Conservado refrigerado entre 2° y 8° C es estable hasta la fecha de caducidad. El medio de cultivo se debe almacenar sellado y con la cubierta de la placa (tapa) abajo. Se recomienda almacenar a temperaturas cercanas a 8°C. A menor temperatura de almacenamiento mayor probabilidad de condensación

Muestras a cultivar:

Muestras de origen clínico que puedan contener bacterias enterobacterias, *Staphylococcus aureus*, o *Candida albicans*

Inoculación:

Para muestras de origen médico sembrar mediante estría en superficie, a partir de muestras primarias. Las muestras de origen industrial deben tratarse y sembrarse de acuerdo a los protocolos de análisis adoptados por el usuario.

Incubación:

Para muestras médicas incubar por 24 a 48 horas entre 35° ± 2°C, atmósfera aeróbica. La incubación de

siembras en Agar Levine en atmósfera de CO₂ puede mejorar el desarrollo y recuperación de *Candida albicans*.

Lectura e Interpretación de Resultados:

Una vez completado el período de incubación, observar el desarrollo bacteriano y verificar las siguientes respuestas culturales:

- *Escherichia coli*: colonias de 2 a 3 mm, con brillo verde metálico en luz reflejada, y con centro púrpura en luz transmitida.
- *Enterobacter aerogenes*: colonias de 4 a 6 mm, mucosas y convexas, sin brillo metálico, con centro café-gris bajo luz transmitida.
- Bacterias no fermentadoras de lactosa: colonias incoloras, translúcidas.
- *Candida albicans*: colonias plumosas o en forma de arañas, otras especies de *Candida* producen colonias levaduriformes típicas.

Las características del desarrollo observado no son suficientes para establecer el diagnóstico de la especie bacteriana. El usuario deberá aplicar pruebas de identificación para esta finalidad.

Control de Calidad:

El usuario puede someter este medio de cultivo a sus propios controles de calidad. La frecuencia de los controles, así como las cepas y condiciones de cultivo deberá establecerlas el propio usuario de acuerdo a la normativa local en vigencia.

A modo de referencia, puede realizarse el siguiente ensayo de control de calidad:

Resultados esperados tras 24 horas de cultivo en atmósfera aeróbica a 35°± 2°C:

| Cepa de Control | Resultado esperado |
|---|---|
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922 | Buen desarrollo, colonias púrpura con brillo verde metálico |
| <i>Klebsiella aerogenes</i> ATCC 13048 | Buen desarrollo, colonias mucoides color púrpura |
| <i>Proteus mirabilis</i> ATCC 25933 | Buen desarrollo, colonias sin pigmentación |
| <i>Salmonella typhimurium</i> ATCC 14028 | Buen desarrollo, colonias sin pigmentación |
| <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923 | Inhibición parcial a totalmente inhibido, colonias puntiformes, incoloras |

Limitaciones de Uso:

El Agar Levine es un medio de cultivo con propiedades selectivas, por lo que algunas bacterias pueden resultar total o parcialmente inhibidas por la composición del medio de cultivo.

En muestras que presenten una alta carga bacteriana es posible que no se genere una inhibición total de microorganismos no deseados

Eliminación de Desechos:

El usuario es responsable de la adecuada eliminación de los materiales para diagnóstico microbiológico estén utilizados o no, para lo que deberá estar en conocimiento cabal de la normativa local vigente respecto de la disposición de material infeccioso o potencialmente infeccioso. Cada laboratorio asume la responsabilidad de la gestión de sus desechos y efluentes, sea por cuenta propia o mediante terceros que garanticen el adecuado tratamiento de estos, y según lo determinen las reglamentaciones locales vigentes.

Referencias:

1. Levine M. (1918) *J. Infect. Dis.* 23. 43-47.
2. Levine M. (1921) *Bacteria Fermenting Lactose and the Significance in Water Analysis* Bull. 62. Iowa State College Engr. Exp. Station.
3. American Public Health Association (1980) *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 15th Edn.* APHA Inc. Washington DC.
4. American Public Health Association (1978) *Standard Methods for the Examination of Dairy Products. 14th Edn.* APHA Inc. Washington DC.
5. American Public Health Association (1992) *Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods 3rd Edn.* APHA Inc. Washington DC.
6. American Public Health Association (1970) *Diagnostic Procedures. 5th Edn.* APHA Inc. Washington DC.
7. American Society for Microbiology (1974) *Manual of Clinical Microbiology 2nd Edn.* ASM Washington DC.
8. Windle Taylor E. (1958) *The Examination of Waters and Water Supplies' 7th Ed., Churchill Ltd., London.*
9. Weid Julia T. (1952) *Arch. Dermat. Syph.* 66. 691-694.
10. Weid Julia T. (1953) *Arch. Dermat. Syph.* 67(5). 473-478.
11. Vogel R. A. and Moses Mary R. (1957) *Am. J. Clin. Path.* 28. 103-106.
12. Doupagne P. (1960) *Ann. Soc. Belge de Med. Trop.* 40(6). 893-897.
13. Haley L. D. and Stonerod M. H. (1955) *Am. J. Med. Tech.* 21. 304-308.
14. Walker Leila and Huppert M. (1959) *Am. J. Clin. Path.* 31. 551-558.
15. Menolasino N. J., Grieves Barbara, Payne Pearl (1960) *J. Lab. Clin. Med.* 56. 908-910.

Rev.04; 02/2024