

LIQUID URINE CONTROL - LEVEL 3 (LIQ URN CONTROL 3)

Cat. N° UC5075-2

Lote N° 1240UC

Kit 2 x 10 ml

Caducidad 28-01-2025

Analito	Unidad	Media	Rango		DE	Método
			Inferior	Superior		
Creatinina	mg/dL	146,13	100,10	192,16	15,344	Mindray BS Series
Glucosa	mg/dL	273,16	187,12	359,21	28,682	Mindray BS Series
Microalbumina	mg/L	77,23	52,90	101,55	8,109	Mindray BS Series
Proteínas Totales	mg/dL	72,85	49,91	95,80	7,650	Mindray BS Series

1. Los intervalos de control se basan en la Media +/- 3SD.
2. Estos valores deben ser considerados sólo como referencia, se recomienda que cada laboratorio establezca su propia media y rangos de aceptabilidad.
3. Para descargar el inserto del material de control emitido por el fabricante con la valoración por métodos, instrucciones de uso e información adicional utilizar el siguiente enlace: <https://smartdocs.randox.com/>