

Certificado de análisis

| | | |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Producto | Lote | |
| Agar Müller Hinton Sangre | 21073002 | |
| Código producto | Fecha expiración | Fecha de control |
| 285-230 | 18/10/2021 | 03/08/2021 |

Control físico químico

| Color del medio | Consistencia | Uniformidad del medio | Transparencia del medio | Espesor (mm) | pH referencia | pH final |
|-----------------|--------------|-----------------------|-------------------------|--------------|---------------|----------------|
| Rojo | Agar sólido | Uniforme | Opaco | 4.2 ± 0.3 mm | 7.4 ± 0.2 | APRUEBA |

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

| Cepa control | Resultado |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <i>Streptococcus pneumoniae</i> ATCC 49619 | Según referencia CLSI M02 13 th Edition y M100 31th Edition |
| | APRUEBA |

Placa sin inocular (Incubada por 16 hrs a 35°C no se chocolatiza)

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
 Jefe Control de calidad