

## Certificado de análisis

<b>Producto</b>	<b>Lote</b>
<b>Agar Manitol Sal placa</b>	22070106
<b>Código producto</b>	<b>Fecha expiración</b>
285-215	02/07/2023
	<b>Fecha de control</b>
	05/07/2022

### Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Rojo	Agar sólido	Uniforme	Transparente	≥ 3 mm	7.4 ± 0.2	<b>APRUEBA</b>

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

### Control microbiológico

Cepa control	Resultado
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Colonias amarillas <b>APRUEBA</b>
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6238	Colonias amarillas <b>APRUEBA</b>
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Inhibido <b>APRUEBA</b>
<i>Staphylococcus epidermidis</i> ATCC 12228	Colonias rosadas <b>APRUEBA</b>

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.  
**Jefe Control de calidad**