

Certificado de análisis

Producto	Lote	
Agar Cetrimida	22102402	
Código producto	Fecha expiración	Fecha de control
285-060	25/10/2023	25/10/2022

Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Beige claro	Agar sólido	Uniforme	Transparente	≥ 3 mm	7.2 ± 0.2	APRUEBA

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

Cepa control	Resultado	
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853	Pigmento verde-azulado	APRUEBA
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Fluorescencia bajo UV (254 nm)	APRUEBA
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Inhibido	APRUEBA
	Parcialmente inhibido	APRUEBA

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
 Jefe Control de calidad