

## Certificado de análisis

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| <b>Producto</b>           | <b>Lote</b>             |
| <b>Agar Cromo Candida</b> | 24052904                |
| <b>Código producto</b>    | <b>Fecha expiración</b> |
| 285-133                   | 27/11/2024              |
|                           | <b>Fecha de control</b> |
|                           | 30/05/2024              |

### Control físico químico

| Color del medio | Consistencia | Uniformidad del medio | Transparencia del medio | Espesor (mm) | pH referencia | pH final       |
|-----------------|--------------|-----------------------|-------------------------|--------------|---------------|----------------|
| Beige claro     | Agar sólido  | Uniforme              | Ligeramente opalescente | ≥ 3 mm       | 6.1 ± 0.2     | <b>APRUEBA</b> |

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

### Control microbiológico

| Cepa control                           | Resultado                                                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Candida albicans</i> ATCC 90028     | Colonias verdes <span style="float: right; color: blue;"><b>APRUEBA</b></span>       |
| <i>Candida tropicalis</i> ATCC 750     | Colonias azules <span style="float: right; color: blue;"><b>APRUEBA</b></span>       |
| <i>Candida krusei</i> ATCC 6258        | Colonias rosa-púrpura <span style="float: right; color: blue;"><b>APRUEBA</b></span> |
| <i>Candida parapsilosis</i> ATCC 22019 | Colonias lila claro <span style="float: right; color: blue;"><b>APRUEBA</b></span>   |

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.  
**Jefe Control de calidad**