

## Certificado de análisis

|  |                         |                         |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>Producto</b>                                | <b>Lote</b>             |                         |
| Agar Sabouraud Dextrosa con Cloranfenicol 55mm | 24070902                |                         |
| <b>Código producto</b>                         | <b>Fecha expiración</b> | <b>Fecha de control</b> |
| 285-310  | 10/07/2025              | 11/07/2024              |

### Control físico químico

| Color del medio | Consistencia | Uniformidad del medio | Transparencia del medio | Espesor (mm) | pH referencia | pH final       |
|-----------------|--------------|-----------------------|-------------------------|--------------|---------------|----------------|
| Beige claro     | Agar sólido  | Uniforme              | Ligeramente turbio      | ≥ 3 mm       | 5.6 ± 0.2     | <b>APRUEBA</b> |

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

### Control microbiológico

| Cepa control                                 | Resultado                                       |                |
|--|---|----------------|
| <i>Candida parapsilosis</i> ATCC 22019       | Colonias cremosas y blancas                     | <b>APRUEBA</b> |
| <i>Candida krusei</i> ATCC 6258              | Colonias opacas y blancas                       | <b>APRUEBA</b> |
| <i>Candida tropicalis</i> ATCC 750           | Colonias cremosas y blancas                     | <b>APRUEBA</b> |
| <i>Candida albicans</i> ATCC 90028           | Colonias cremosas y blancas                     | <b>APRUEBA</b> |
| <i>Microsporum canis</i> ATCC 36299          | Micelio blanco veloso con pigmento amarillo     | <b>APRUEBA</b> |
| <i>Trichophyton rubrum</i> ATCC 28188        | Micelio blanco algodonoso con pigmento rojizo   | <b>APRUEBA</b> |
| <i>Trichophyton mentaprophytes</i> ATCC 9533 | Micelio blanco pulverulento con pigmento marrón | <b>APRUEBA</b> |
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922           | Inhibido  | <b>APRUEBA</b> |
| <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923      | Inhibido  | <b>APRUEBA</b> |

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.  
 Jefe Control de calidad