

Certificado de análisis

Producto	Lote
Combi plate Agar Sabouraud CAF- Agar Dermatofitos (DTM)	24071006
Código producto	Fecha expiración
285-590	11/07/2025
	Fecha de control
	11/07/2024

Control físico químico Sabouraud CAF

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Beige-pardo	Agar sólido	Uniforme	Translúcido	≥ 3 mm	5.6 ± 0.2	Aprueba

DTM

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Amarillo maranja	Agar sólido	Uniforme	Translúcido	≥ 3 mm	5.5 ± 0.2	Aprueba

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

Cepa control	Resultado	
	Sabouraud CAF	DTM
<i>Candida krusei</i> ATCC 6258	Colonias opacas y blancas	Inhibido
<i>Candida albicans</i> ATCC 90028	Colonias cremosas y blancas	Colonias cremosas y blancas
<i>Microsporum canis</i> ATCC 36299	Micelio blanco algodonoso con pigmento amarillo	Micelio blanco algodonoso con pigmento amarillo
<i>Trichophyton rubrum</i> ATCC 28188	Micelio blanco pulverulento con pigmento marrón	Micelio blanco pulverulento con pigmento marrón
<i>Trichophyton mentaprophytes</i> ATCC 9533	Micelio blanco algodonoso con pigmento rojizo	Micelio blanco algodonoso con pigmento rojizo
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Inhibido	Inhibido
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Inhibido	Inhibido

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
Jefe Control de calidad