

Certificado de análisis

| | | |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Producto | Lote | |
| Agar MacConkey Sorbitol | 24090503 | |
| Código producto | Fecha expiración | Fecha de control |
| 285-211 | 06/09/2025 | 09/09/2024 |

Control físico químico

| Color del medio | Consistencia | Uniformidad del medio | Transparencia del medio | Espesor (mm) | pH referencia | pH final |
|-----------------|--------------|-----------------------|-------------------------|--------------|---------------|----------------|
| Rosa-pálido | Agar sólido | Uniforme | Translúcido sin pp | ≥ 3 mm | 7.1 ± 0.2 | APRUEBA |

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

| Cepa control | Resultado |
|---|---|
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922 | Colonias rojo-rosado APRUEBA |
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 35218 | Colonias rojo-rosado APRUEBA |
| <i>Escherichia coli</i> O157 H7 ATCC 700728 | Colonias marrón-amarillento pálido APRUEBA |
| <i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212 | Inhibido APRUEBA |
| <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923 | Inhibido APRUEBA |

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
 Jefe Control de calidad