

## Certificado de análisis

<b>Producto</b>	<b>Lote</b>
<b>Medio MIO</b>	24102101
<b>Código producto</b>	<b>Fecha expiración</b>
285-830	21/04/2025
	<b>Fecha de control</b>
	22/10/2024

### Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mL)	pH referencia	pH final
Púrpura	Agar semi-sólido	Uniforme	Translúcido	6.0 ± 0.2	6.5 ± 0.2	<b>APRUEBA</b>

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

### Control microbiológico

Cepa control	Resultado
	Movilidad + Indol + Ornitina
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	( + + + )
<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 13883	( - - - )
	<b>APRUEBA</b>
	<b>APRUEBA</b>

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.  
 Jefe Control de calidad