

## Certificado de análisis

<b>Producto</b>	<b>Lote</b>	
<b>Agar Cromo Strep B</b>	23111305	
<b>Código producto</b>	<b>Fecha expiración</b>	<b>Fecha de control</b>
285-125	13/03/2024	14/11/2023

### Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Gris-ámbar oscuro	Agar sólido	Uniforme	Translúcido	≥ 3 mm	7.3 ± 0.2	<b>APRUEBA</b>

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

### Control microbiológico

Cepa control	Resultado	
<i>Streptococcus agalactiae</i> ATCC 12386	Colonias malva	<b>APRUEBA</b>
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	Colonias azul metálico	<b>APRUEBA</b>
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Inhibido	<b>APRUEBA</b>
<i>Candida albicans</i> ATCC 90028	Inhibido	<b>APRUEBA</b>

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.  
 Jefe Control de calidad