

Certificado de análisis

Producto	Lote
Agar DNAsa	24081202
Código producto	Fecha expiración
285-135	12/11/2025
	Fecha de control
	13/08/2024

Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Verde claro	Agar sólido	Uniforme	Translúcido	≥ 3 mm	7.3 ± 0.2	APRUEBA

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

Cepa control	Resultado
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Colonias blancas sin halo APRUEBA
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Colonias blancas con halo transparente APRUEBA
<i>Staphylococcus epidermidis</i> ATCC 12228	Colonias blancas sin halo APRUEBA

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
Jefe Control de calidad