

Certificado de análisis

Producto	Lote	
Agar Lactrimel Seg. Borelli	24112002	
Código producto	Fecha expiración	Fecha de control
285-165	21/11/2025	21/11/2024

Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Beige claro	Agar sólido	Uniforme	Turbio	≥ 3 mm	No aplica	APRUEBA

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

Cepa control	Resultado	
<i>Trichophyton mentaprophytes ATCC 9533</i>	Micelio pulverulento blanco, pigmento rojizo	APRUEBA
<i>Aspergillus niger ATCC 16404</i>	Micelio negro granuloso y plano	APRUEBA
<i>Microsporum canis ATCC 36299</i>	Micelio algodonoso blanco, pigmento amarillo	APRUEBA
<i>Paecilomyces variotti ATCC MYA-3630</i>	Micelio aterciopelado verde oliva	APRUEBA
<i>Trichophyton rubrum ATCC 28188</i>	Micelio algodonoso blanco, pigmento marrón	APRUEBA

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
 Jefe Control de calidad