

Certificado de análisis

Producto	Lote	
Agar MacConkey Sorbitol	24040104	
Código producto	Fecha expiración	Fecha de control
285-211	02/04/2025	02-04-2024

Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Rosa-pálido	Agar sólido	Uniforme	Translúcido sin pp	≥ 3 mm	7.1 ± 0.2	APRUEBA

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

Cepa control	Resultado	
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Colonias rojo-rosado	APRUEBA
<i>Escherichia coli</i> ATCC 35218	Colonias rojo-rosado	APRUEBA
<i>Escherichia coli</i> O157 H7 ATCC 700728	Colonias marrón-amarillento pálido	APRUEBA
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	Inhibido	APRUEBA
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Inhibido	APRUEBA

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
 Jefe Control de calidad