

Certificado de análisis

Producto	Lote	
Agar MacConkey Sorbitol	24062702	
Código producto	Fecha expiración	Fecha de control
285-211	28/06/2025	27-06-2024

Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Rosa-pálido	Agar sólido	Uniforme	Translúcido sin pp	≥ 3 mm	7.1 ± 0.2	APRUEBA

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

Cepa control	Resultado
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Colonias rojo-rosado APRUEBA
<i>Escherichia coli</i> ATCC 35218	Colonias rojo-rosado APRUEBA
<i>Escherichia coli</i> O157 H7 ATCC 700728	Colonias marrón-amarillento pálido APRUEBA
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	Inhibido APRUEBA
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Inhibido APRUEBA

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
 Jefe Control de calidad