

## Certificado de análisis

<b>Producto</b>	<b>Lote</b>	
<b>Agar Manitol Sal tubo</b>	24012505	
<b>Código producto</b>	<b>Fecha expiración</b>	<b>Fecha de control</b>
285-213	25/01/2025	29/01/2024

### Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Volumen (mL)	pH referencia	pH final
Rojo	Agar sólido tendido	Uniforme	Transparente	6.0 ± 0.5	7.4 ± 0.2	<b>APRUEBA</b>

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

### Control microbiológico

Cepa control	Resultado	
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Colonias amarillas	<b>APRUEBA</b>
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	Colonias amarillas	<b>APRUEBA</b>
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Inhibido	<b>APRUEBA</b>
<i>Staphylococcus epidermidis</i> ATCC 12228	Colonias rosadas	<b>APRUEBA</b>

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.  
 Jefe Control de calidad