

## Certificado de análisis

|                                  |                         |                         |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Producto</b>                  | <b>Lote</b>             |                         |
| <b>Agar Müller Hinton Sangre</b> | 24022005                |                         |
| <b>Código producto</b>           | <b>Fecha expiración</b> | <b>Fecha de control</b> |
| 285-230                          | 10/05/2024              | 20/02/2024              |

### Control físico químico

| Color del medio | Consistencia | Uniformidad del medio | Transparencia del medio | Espesor (mm) | pH referencia | pH final       |
|-----------------|--------------|-----------------------|-------------------------|--------------|---------------|----------------|
| Rojo            | Agar sólido  | Uniforme              | Opaco                   | 4.2 ± 0.3 mm | 7.4 ± 0.2     | <b>APRUEBA</b> |

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

### Control microbiológico

| Cepa control                               | Resultado   |
|--|---|
| <i>Streptococcus pneumoniae</i> ATCC 49619 | Según referencia CLSI M02 13th Edition 2018<br>y M100 33th Edition 2023<br><b>APRUEBA</b> |

*Placa sin inocular (Incubada por 16 hrs a 35°C no se chocolatiza)*

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.  
Jefe Control de calidad