

Certificado de análisis

| | | |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Producto | Lote | |
| Caldo Gram Negativos (GN) | 24070107 | |
| Código producto | Fecha expiración | Fecha de control |
| 285-465 | 27/04/2025 | 02/07/2024 |

Control físico químico

| Color del medio | Consistencia | Uniformidad del medio | Transparencia del medio | Volumen (mL) | pH referencia | pH final |
|-----------------|--------------|-----------------------|-------------------------|--------------|---------------|----------------|
| Amarillo | Líquido | Homogéneo | Transparente | 6.0 ± 0.5 | 7.0 ± 0.2 | APRUEBA |

Este producto cumple con los parámetros físico químicos establecidos.

Control microbiológico

| Cepa control | Resultado | |
|--|--------------------------------------|----------------|
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922 | Buen crecimiento a las 6-24 hrs | APRUEBA |
| <i>Salmonella typhimurium</i> ATCC 14028 | Buen crecimiento a las 6-24 hrs | APRUEBA |
| <i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212 | Parcialmente inhibido a las 6-24 hrs | APRUEBA |
| <i>Shigella flexneri</i> ATCC 12022 | Buen crecimiento a las 6-24 hrs | APRUEBA |

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
 Jefe Control de calidad