

Certificado de análisis

Producto	Lote
Caldo Soya Trypticasa	24120301
Código producto	Fecha expiración
285-500	03/10/2025
	Fecha de control
	04/12/2024

Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Volumen (mL)	pH referencia	pH final
Amarillo	Líquido	Homogéneo	Transparente	6.0 ± 0.5	7.3 ± 0.2	APRUEBA

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

Cepa control	Resultado
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853	Buen crecimiento APRUEBA
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Buen crecimiento APRUEBA
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	Buen crecimiento APRUEBA
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Buen crecimiento APRUEBA
<i>Streptococcus pneumoniae</i> ATCC 49619	Buen crecimiento APRUEBA

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
Jefe Control de calidad