

Certificado de análisis

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Producto | Lote |
| Combi plate Agar CNA - Agar Cromo UTI | 23111002 |

| | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Código producto | Fecha expiración | Fecha de control |
| 285-666 | 25/02/2024 | 13/11/2023 |

Control físico químico

CNA

| Color del medio | Consistencia | Uniformidad del medio | Transparencia del medio | Espesor (mm) | pH referencia | pH final |
|-----------------|--------------|-----------------------|-------------------------|--------------|---------------|----------|
| Rojo | Agar sólido | Uniforme | Opaco | ≥ 3 mm | 7.3 ± 0.2 | Aprueba |

Cromo UTI

| Color del medio | Consistencia | Uniformidad del medio | Transparencia del medio | Espesor (mm) | pH referencia | pH final |
|-----------------|--------------|-----------------------|-------------------------|--------------|---------------|----------|
| Beige a pardo | Agar sólido | Uniforme | Ligeramente opalescente | ≥ 3 mm | 7.0 ± 0.2 | Aprueba |

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

| Cepa control | Resultado | |
|--|---|--|
| | CNA | Cromo UTI |
| <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923 | Hemólisis beta | Colonias color natural (cremas) APRUEBA |
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922 | Inhibido | Colonias rosa oscuro a rosado c/sin halo APRUEBA |
| <i>Klebsiella aerogenes</i> ATCC 13048 | Inhibido | Colonias azul a azul oscuro APRUEBA |
| <i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 13883 | Inhibido | Colonias azul a azul oscuro APRUEBA |
| <i>Proteus mirabilis</i> ATCC 25933 | Inhibido | Colonias café claro a beige con halo café APRUEBA |
| <i>Staphylococcus saprophyticus</i> ATCC 15305 | Inhibido | Colonias rosa claro a rosado c/sin halo APRUEBA |
| <i>Streptococcus agalactiae</i> ATCC 12386 | Hemólisis beta | Colonias pequeñas azul-verde a azul claro APRUEBA |
| <i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212 | Colonias medianas-pequeñas con bordes regulares | Colonias pequeñas azul-verde a turquesa APRUEBA |

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
 Jefe Control de calidad