

Certificado de análisis

| | | |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Producto | Lote | |
| Combi plate Agar Sabouraud CAF- Agar Dermatofitos (DTM) | 23102404 | |
| Código producto | Fecha expiración | Fecha de control |
| 285-590 | 20/10/2024 | 25/10/2023 |

Control físico químico Sabouraud CAF

| Color del medio | Consistencia | Uniformidad del medio | Transparencia del medio | Espesor (mm) | pH referencia | pH final |
|-----------------|--------------|-----------------------|-------------------------|--------------|---------------|----------|
| Beige-pardo | Agar sólido | Uniforme | Translúcido | ≥ 3 mm | 5.6 ± 0.2 | Aprueba |

DTM

| Color del medio | Consistencia | Uniformidad del medio | Transparencia del medio | Espesor (mm) | pH referencia | pH final |
|------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|--------------|---------------|----------|
| Amarillo maranja | Agar sólido | Uniforme | Translúcido | ≥ 3 mm | 5.5 ± 0.2 | Aprueba |

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

| Cepa control | Resultado | | |
|--|---|---|---------|
| | Sabouraud CAF | DTM | |
| <i>Candida krusei</i> ATCC 6258 | Colonias opacas y blancas | Inhibido | APRUEBA |
| <i>Candida albicans</i> ATCC 90028 | Colonias cremosas y blancas | Colonias cremosas y blancas | APRUEBA |
| <i>Microsporum canis</i> ATCC 36299 | Micelio blanco algodonoso con pigmento amarillo | Micelio blanco algodonoso con pigmento amarillo | APRUEBA |
| <i>Trichophyton rubrum</i> ATCC 28188 | Micelio blanco pulverulento con pigmento marrón | Micelio blanco pulverulento con pigmento marrón | APRUEBA |
| <i>Trichophyton mentaprophytes</i> ATCC 9533 | Micelio blanco algodonoso con pigmento rojizo | Micelio blanco algodonoso con pigmento rojizo | APRUEBA |
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922 | Inhibido | Inhibido | APRUEBA |
| <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923 | Inhibido | Inhibido | APRUEBA |

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
Jefe Control de calidad