



ASSAYED URINE CONTROL - LEVEL 2 (URN ASY CONTROL 2)

Cat. N° RAX-AU2352-1

Lote N° 1248UC

Kit 1 x 10 ml

Caducidad 28-11-2026

Analito	Unidad	Media	Rango		DE	Método
			Inferior	Superior		
Calcio	mg/dL	6,03	4,13	7,94	0,634	Mindray BS Series
Creatinina	mg/dL	79,03	54,13	103,92	8,298	Mindray BS Series
Glucosa	mg/dL	50,47	34,57	66,37	5,299	Mindray BS Series
Microalbumina	mg/L	35,01	23,98	46,03	3,676	Mindray BS Series
Proteínas Totales	mg/dL	13,48	9,23	17,72	1,415	Mindray BS Series
Urea	mg/dL	855,4	585,9	1124,8	89,82	Mindray BS Series
Ácido Úrico	mg/dL	11,54	7,91	15,18	1,212	Mindray BS Series

1. Los intervalos de control se basan en la Media +/- 3SD.

2. Estos valores deben ser considerados sólo como referencia, se recomienda que cada laboratorio establezca su propia media y rangos de aceptabilidad.