

IMMUNOASSAY PREMIUM PLUS - LEVEL 1 (IA PREMIUM PLUS 1)

Cat. No. IA3112		Lot No. 2179EC		Size 12 x 5ml		Expiry 2025-06-28
Analito	Unit	Target	Range		SD	Method
			Low	High		
25-OH Vitamin D	nmol/L	39,64	26,56	52,72	4,360	Mindray CL Series
Alphafoetoprotein	ng/mL	9,61	6,72	12,51	0,965	Mindray CL Series
CA 15-3	U/mL	11,30	7,91	14,69	1,130	Mindray CL Series
CA 19-9	U/mL	16,4	11,45	21,35	1,650	Mindray CL Series
CA 125	U/mL	33,10	23,20	43,00	3,300	Mindray CL Series
CEA	ng/mL	4,360	3,055	5,665	0,435	Mindray CL Series
Cortisol	µg/dL	7,76	5,20	10,31	0,853	Mindray CL Series
Ferritin	ng/mL	12,87	8,62	17,12	1,416	Mindray CL Series
Free T3	pg/mL	2,830	1,765	3,895	0,355	Mindray CL Series
Free T4	ng/dL	0,936	0,237	1,635	0,233	Mindray CL Series
FSH	mU/mL	7,620	5,340	9,900	0,760	Mindray CL Series
Insulin	mU/L	1,250	0,782	1,718	0,156	Mindray CL Series
LH	mU/mL	3,610	2,530	4,690	0,360	Mindray CL Series
Oestradiol	pg/mL	41,90	29,30	54,50	4,200	Mindray CL Series
Progesterone	ng/mL	0,817	0,571	1,063	0,082	Mindray CL Series
Prolactin	ng/mL	8,93	6,25	11,61	0,893	Mindray CL Series
PSA Free	ng/mL	1,31	0,878	1,743	0,144	Mindray CL Series
PSA Total	ng/mL	1,73	1,160	2,302	0,190	Mindray CL Series
Testosterone	ng/dL	50,7	35,55	65,85	5,050	Mindray CL Series
TSH	µU/mL	0,160	0,112	0,208	0,016	Mindray CL Series
Total Beta HCG	mU/mL	9,89	6,92	12,86	0,990	Mindray CL Series
Total T3	ng/mL	0,555	0,345	0,765	0,07	Mindray CL Series
Total T4	µg/dL	2,130	1,335	2,925	0,265	Mindray CL Series
Vitamin B12	pg/mL	217,0	149,5	284,5	22,50	Mindray CL Series

1. Los intervalos de control se basan en la Media +/- 3SD.

2. Estos valores deben ser considerados sólo como referencia, se recomienda que cada laboratorio establezca su propia media y rangos de aceptabilidad.

IMMUNOASSAY PREMIUM PLUS - LEVEL 1 (IA PREMIUM PLUS 1)

Cat. No. IA3112		Lot No. 2228EC		Size 12 x 5ml		Expiry 2025-06-28
Analito	Unit	Target	Range		SD	Method
			Low	High		
25-OH Vitamin D	nmol/L	67,23	45,04	89,42	7,395	Mindray CL Series
Alphafoetoprotein	ng/mL	55,90	39,25	72,55	5,550	Mindray CL Series
CA 15-3	U/mL	22,00	15,40	28,60	2,200	Mindray CL Series
CA 19-9	U/mL	65,6	45,95	85,25	6,550	Mindray CL Series
CA 125	U/mL	144,00	100,50	187,50	14,500	Mindray CL Series
CEA	ng/mL	19,300	13,450	25,150	1,950	Mindray CL Series
Cortisol	µg/dL	22,48	15,06	29,89	2,472	Mindray CL Series
Ferritin	ng/mL	70,47	47,21	93,72	7,751	Mindray CL Series
Free T3	pg/mL	8,920	5,605	12,235	1,105	Mindray CL Series
Free T4	ng/dL	2,400	1,500	3,300	0,300	Mindray CL Series
FSH	mU/mL	35,20	24,70	45,70	3,500	Mindray CL Series
Insulin	mU/L	16,00	10,00	22,00	2,000	Mindray CL Series
LH	mU/mL	36,500	25,550	47,450	3,650	Mindray CL Series
Oestradiol	pg/mL	268,00	188,50	347,50	26,50	Mindray CL Series
Progesterone	ng/mL	12,70	8,80	16,60	1,300	Mindray CL Series
Prolactin	ng/mL	30,69	21,45	39,93	3,079	Mindray CL Series
PSA Free	ng/mL	9,77	6,547	12,996	1,075	Mindray CL Series
PSA Total	ng/mL	12,96	8,686	17,242	1,426	Mindray CL Series
Testosterone	ng/dL	579,0	406,5	751,5	57,50	Mindray CL Series
TSH	µU/mL	2,910	2,040	3,780	0,290	Mindray CL Series
Total Beta HCG	mU/mL	14,30	9,95	18,65	1,450	Mindray CL Series
Total T3	ng/mL	2,340	1,455	3,225	0,295	Mindray CL Series
Total T4	µg/dL	10,700	6,695	14,705	1,335	Mindray CL Series
Vitamin B12	pg/mL	615,0	430,5	799,5	61,50	Mindray CL Series

1. Los intervalos de control se basan en la Media +/- 3SD.

2. Estos valores deben ser considerados sólo como referencia, se recomienda que cada laboratorio establezca su propia media y rangos de aceptabilidad.

IMMUNOASSAY PREMIUM PLUS - LEVEL 1 (IA PREMIUM PLUS 1)

Cat. No. IA3112		Lot No. 2181EC		Size 12 x 5ml		Expiry 2025-06-28
Analito	Unit	Target	Range		SD	Method
			Low	High		
25-OH Vitamin D	nmol/L	86,99	64,80	109,17	7,395	Mindray CL Series
Alphafoetoprotein	ng/mL	207,00	145,50	268,50	20,50	Mindray CL Series
CA 15-3	U/mL	35,70	25,05	46,35	3,550	Mindray CL Series
CA 19-9	U/mL	158,00	119,00	197,00	13,00	Mindray CL Series
CA 125	U/mL	289,00	202,00	376,00	29,00	Mindray CL Series
CEA	ng/mL	62,700	43,950	81,450	6,250	Mindray CL Series
Cortisol	µg/dL	35,08	27,66	42,49	2,472	Mindray CL Series
Ferritin	ng/mL	256,31	233,06	279,56	7,751	Mindray CL Series
Free T3	pg/mL	15,00	9,450	20,550	1,850	Mindray CL Series
Free T4	ng/dL	4,560	2,850	6,270	0,570	Mindray CL Series
FSH	mU/mL	80,80	70,30	91,30	3,500	Mindray CL Series
Insulin	mU/L	29,20	18,25	40,15	3,650	Mindray CL Series
LH	mU/mL	56,900	39,800	74,000	5,700	Mindray CL Series
Oestradiol	pg/mL	577,00	403,00	751,00	58,00	Mindray CL Series
Progesterone	ng/mL	-	-	-	-	Mindray CL Series
Prolactin	ng/mL	62,84	44,02	81,67	6,275	Mindray CL Series
PSA Free	ng/mL	18,83	12,613	25,038	2,071	Mindray CL Series
PSA Total	ng/mL	23,78	15,931	31,624	2,616	Mindray CL Series
Testosterone	ng/dL	1184,0	830	1538	118,00	Mindray CL Series
TSH	µU/mL	28,900	20,200	37,60	2,900	Mindray CL Series
Total Beta HCG	mU/mL	155,00	108,5	201,5	15,500	Mindray CL Series
Total T3	ng/mL	3,310	2,065	4,555	0,415	Mindray CL Series
Total T4	µg/dL	17,900	11,3	24,5	2,2	Mindray CL Series
Vitamin B12	pg/mL	1119,0	784,5	1453,5	111,50	Mindray CL Series

1. Los intervalos de control se basan en la Media +/- 3SD.

2. Estos valores deben ser considerados sólo como referencia, se recomienda que cada laboratorio establezca su propia media y rangos de aceptabilidad.

3. No existe valoración de Progesterone para éste nivel debido a que la concentración supera la Linealidad del método.