



ASSAYED URINE CONTROL - LEVEL 2 (URN ASY CONTROL 2)

Cat. N° UC5074-2

Lote N° 1209UC

Kit 2 x 10 ml

Caducidad 28-03-2024

Analito	Unidad	Media	Rango		DE	Método
			Inferior	Superior		
Creatinina	mg/dL	69,68	54,35	85,01	7,664	Mindray BS Series
Glucosa	mg/dL	22,70	17,70	27,69	2,497	Mindray BS Series
Microalbumina	mg/L	25,40	19,81	30,99	2,794	Mindray BS Series
Fósforo	mg/dL	23,59	18,40	28,78	2,595	Mindray BS Series
Proteínas Totales	mg/dL	14,58	11,37	17,79	1,604	Mindray BS Series
Urea	mg/dL	893,8	697,2	1090,5	98,32	Mindray BS Series
Ácido Úrico	mg/dL	9,15	7,14	11,17	1,007	Mindray BS Series

1. Los intervalos de control se basan en la Media +/- 3SD.

2. Estos valores deben ser considerados sólo como referencia, se recomienda que cada laboratorio establezca su propia media y rangos de aceptabilidad.