

LIQUID URINE CONTROL - LEVEL 2 (LIQ URN CONTROL 2)

Cat. N° UC5074-2

Lote N° 1337UC

Kit 2 x 10 ml

Caducidad 28-02-2026

Analito	Unidad	Media	Rango		DE	Método
			Inferior	Superior		
Creatinuria	mg/dL	65,69	51,90	79,49	6,898	Mindray BS Series
Glucosuria	mg/dL	21,26	16,80	25,73	2,232	Mindray BS Series
Microalbuminuria	mg/L	23,91	18,89	28,94	2,511	Mindray BS Series
Fosfaturia	mg/dL	24,50	19,35	29,64	2,572	Mindray BS Series
Proteinuria	mg/dL	12,00	9,48	14,52	1,260	Mindray BS Series

1. Los intervalos de control se basan en la Media +/- 2SD
2. Estos valores deben ser considerados sólo como referencia, se recomienda que cada laboratorio establezca su propia media y rangos de aceptabilidad
3. Para descargar el inserto del material de control emitido por el fabricante con la valoración por métodos, instrucciones de uso e información adicional utilizar el siguiente enlace: <https://inserts.randox.com/out.php>