



ASSAYED URINE CONTROL - LEVEL 2 (URN ASY CONTROL 2)

Cat. N° UC5075-2

Lote N° 1210UC

Kit 2 x 10 ml

Caducidad 28-03-2024

Analito	Unidad	Media	Rango		DE	Método
			Inferior	Superior		
Creatinina	mg/dL	170,00	132,60	207,40	18,700	Mindray BS Series
Glucosa	mg/dL	275,37	214,79	335,95	30,291	Mindray BS Series
Microalbumina	mg/L	60,62	47,28	73,95	6,668	Mindray BS Series
Fósforo	mg/dL	37,00	28,86	45,14	4,070	Mindray BS Series
Proteínas Totales	mg/dL	73,40	57,25	89,55	8,074	Mindray BS Series
Urea	mg/dL	1638,52	1278,0	1999,0	180,24	Mindray BS Series
Ácido Úrico	mg/dL	13,94	10,88	17,01	1,534	Mindray BS Series

1. Los intervalos de control se basan en la Media +/- 3SD.

2. Estos valores deben ser considerados sólo como referencia, se recomienda que cada laboratorio establezca su propia media y rangos de aceptabilidad.